

その他Ormco製品も20%OFFでご購入いただけます。

ワイヤーは種類問わず5パック以上のご購入で25%OFF、10パック以上のご購入で30%OFFとなります。※一部除く

ご注文は2024 JOS SALE専用注文用紙にご記入の上、Faxにてお申込みください。

また、2024 JOS SALE専用以外のFAX用紙、お電話でご注文の際には「**キャンペーンコード P14**」とお申し付けください。

<p>Ormcoからのご案内</p> <p>日々の診療や、お困りごとの解決にお役立てください</p> 	<p>✓ デジタルカタログ</p> <p>デジタルの製品カタログです。お気に入りに登録ください。</p> 
<p>✓ 動画ライブラリー</p> <p>デモンシステム、スマートアーチなど、新しい動画が追加になりました。</p> 	<p>✓ デイモンオンライン相談会のご案内</p> <p>オンラインでデモン、その他製品をご紹介します。製品に関するご質問など、お気軽にご利用ください。</p> 
<p>✓ お客様の声</p> <p>最新記事をご覧ください。</p> 	<p>✓ Instagramのご案内</p> <p>定期的に有益な情報を発信しています。是非フォローください。</p> 

イベントのお知らせ



The Ormco Forum
powered by Envista
Japan Asia Pacific (JAPC)
7 - 8 November 2024 WESTIN Yokohama

Speakers

 Dr. Stuart Frost	 Dr. Chris Chang	 Dr. Vas Srinivasan	 Dr. Seung-Hak Baek	 Dr. Hyo-Won Ahn	
 五百井 秀樹 先生	 井口 善隆 先生	 任 剛一 先生	 外木 守雄 先生	 菊池 香織 先生	 院長 根場 千織 先生

参加費：1Day pass 30,000円(税込) ・ 2Day pass 50,000円(税込)
※お席に限りがございます。お早めにお申し込みください。なお、1Day passをご購入されたあとに、2Day passへアップグレードすることも可能です。

The Ormco Forumの
お申し込み・詳細はこちら



Ormcoと新規お取引の方は、こちらのフォームのご提出をお願いいたします。

Envista エンビスタジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL:0120-65-0652(平日9:00~17:00) FAX:0120-65-0653(終日)
www.envistaco.jp

※本チラシに記載の価格は全て税別です。

2024 JOSセール

開催期間 9月24日(火)~11月8日(金)

SALE専用以外のFAX用紙、お電話でのご注文の際には「**キャンペーンコード P14**」とお申し付けください。

第83回日本矯正歯科学会学術大会出展のご案内

2024年10月29日(火)~31日(木) 会場:パシフィコ横浜



デモンシステム (パッシブセルフライゲーション システム)

DAMON™ CLEAR & DAMON™ CLEAR2



デモンブラケットはシステムでご使用いただくことでより一層の効果が発揮されます。パッシブセルフライゲーションブラケットと、永久変形しにくいスプリングバック特性にすぐれたカップナーナイタイと組み合わせることによって、生体に優しい治療を患者様に提供できます。

「デモン」をご活用いただいている先生方のお声をご覧くださいませ。



コメント集

デモンクリア & クリア2 1/パック10粒入

スライド部分までオールセラミック。審美性と信頼性を高次元で両立!

オールセラミックで、患者満足度が高い審美性

摩擦抵抗がより少ないため、歯牙移動が効果的

スライドを自在に開閉できるスピントック™スライドシステムの採用により、ワイヤー交換が容易

標準価格 ¥2,800/粒 200粒以上ご購入で **¥1,960**/粒 (税別) **30%OFF** 800粒以上ご購入で **¥1,708**/粒 (税別) **39%OFF**

5-5 or 7-7を10症例新規ご購入の場合 カウンセリングタイボドント付 **初めての方にはお得な1症例から**



デモン 1症例キット 740-1409

上顎/下顎7-7 標準価格 ¥72,000 **¥54,000** (税別) **25%OFF**

上顎3-3 デモンクリア2、上顎4-5/下顎3-3 デモンクリア
下顎4-5 デモンQ、上顎/下顎6 スナップリンクチューブ、上顎/下顎7 チタニウムチューブ

Tube for DAMON™ SYSTEM **20%OFF**

デモンチューブセレクション 1/パック10粒入

セルフライゲーションチューブ

コンベンショナルチューブ

スナップリンク

アクセント ミニ

チタニウムチューブ



●自由に開閉できるスライドシステムの採用



●位置決めが容易
●安全にしっかりと歯面にフィット
●快適な治療を提供するロープロファイル



●咬合側のくぼみによりチューブがしっかり保持でき、歯面への位置決めが容易

標準価格 ¥2,100/粒 **¥1,680**/粒 (税別)
8/パック以上ご購入で **¥1,470**/粒 (税別)

標準価格 ¥1,000/粒 **¥800**/粒 (税別)
8/パック以上ご購入で **¥700**/粒 (税別)

標準価格 ¥1,500/粒 **¥1,200**/粒 (税別)
8/パック以上ご購入で **¥1,050**/粒 (税別)



デジタルカタログ

Wire for DAMON™ SYSTEM

デモンワイヤーセレクション

カップナーナイタイ&TMA 1/パック10本入



カップナーナイタイ 標準価格 ¥9,000

5/パック以上ご購入で **¥6,750** (税別) **25%OFF** 10/パック以上ご購入で **¥6,300** (税別) **30%OFF**

TMA 標準価格 ¥12,700

5/パック以上ご購入で **¥9,525** (税別) **25%OFF** 10/パック以上ご購入で **¥8,890** (税別) **30%OFF**

DAMON ULTIMA™ システム デイモン アルティマ システム

ブラケット 1/パック10粒入
ワイヤー 1/パック10本入

これまでのパッシブセルフライゲーションのブラケットとワイヤーには遊びがあり、適切なコントロールを得るために、マニュアルによるワイヤーバンドやブラケット位置調整、相応の治療期間を要しました。デモンアルティマ システムは、ブラケットとワイヤー間の遊びを排除し、ローテーション、アンギュレーション、トルクの正確なコントロールを実現しました。歯牙をより効率的に動かせるため、来院回数の減少、迅速なデモンスマイルの獲得に貢献します。



デモン アルティマ システムによるイノベーションより迅速で正確なフィニッシュのためのデザイン



従来のPSL
遊びがあるため
コントロールが不十分



デモン アルティマ システム
たわら型の専用アルティマ
ワイヤーと平行四辺形の
スロットで異次元のコントロール



詳しくはこちら

●デモン アルティマ システム 1症例キット
5-5 U/L デモン アルティマ SPK+ワイヤー10本

数量限定価格 **¥38,400** (税別)

●デモン アルティマ システム 1症例キット
7-7デモン アルティマ SPK+ワイヤー10本

数量限定価格 **¥49,920** (税別)

※数に限りがございますので、商品をご用意出来ない場合がございます。ご了承ください。

SMARTARCH™ Laser Engineered CuNiTi

スマートアーチ レーザー処理銅パーナイタイワイヤー 1/パック10本入

7つのパワーゾーンで矯正力を最適化、イニシャルとワーキングワイヤーを4本から2本に!



標準価格 ¥15,000 数量に関係なくご購入で **¥12,000** (税別) **20%OFF**



詳しくはこちら

Wire ワイヤーセレクション

銅パーナイタイ

1/パック10本入



●ニッケル チタンに銅を加えることでワイヤーが温度により再活性し、最適な力で継続的な歯牙移動が可能
●銅パーナイタイはニッケル、チタン、銅、クロムでできています。
●ニッケル・チタンに銅を加えることでワイヤーが温度によって再活性する特性を高め、術者は継続的な歯牙移動のために最適な力を得ることが出来ます。
●27℃、35℃、40℃の正確で一定した変態温度を持つ3種類の銅パーナイタイを症例に応じてご使用ください。

標準価格 ¥9,000 5/パック以上ご購入で **¥6,750** (税別) **25%OFF** 10/パック以上ご購入で **¥6,300** (税別) **30%OFF**



詳しくはこちら

TMA 1/パック10本入



●ステンレススチールの1/2の力と2倍の作業域があり、あらゆる治療段階に適用
●ワイヤーの表面をイオン照射することで摩擦を軽減し、ローフリクションでスライディング特性を発揮

標準価格 ¥12,700 5/パック以上ご購入で **¥9,525** (税別) **25%OFF** 10/パック以上ご購入で **¥8,890** (税別) **30%OFF**



詳しくはこちら

シンメトリークリア

symetri CLEAR

進化した多結晶アルミナセラミック製造技術により優れた審美性と高い信頼性を実現しました。面取りされた近遠心のスロットエッジによりノッチングを減少しスライディングしやすい仕様です。複合湾曲のベースを持つ解剖学的なパッドで、様々な歯面に適合します。低いプロファイルによる優れた審美性、咬合干渉を最小限に抑えます。



詳しくはこちら




シンメトリークリア1症例キット 上顎/下顎5-5 746-2201(.022) 746-2101(.018)

標準価格 ¥36,000 **¥27,000** (税別) **25%OFF**

シンメトリークリアブラケット 1パック5粒入


標準価格 ¥1,800/粒 300粒以上ご購入で **¥900** /粒 (税別) **50%OFF**

ロープロファイル



- 装着したブラケットがエナメル質に接触する可能性がより低くなっています。
- 高い審美性とより少ない咬合干渉を実現しました。

独自に最適化されたイン/アウト寸法



- 前歯部の辺縁隆線を合わせるための選べる2つの側切歯ブラケット

レーザーエッチングパッド



- 専用のディボンディングプライヤーを使用することにより、ブラケットを一塊に除去することが可能です。

ブラケット 1パック10粒入 **20%OFF**




ミニウィックシステム

調整可能なウィング

- 独特なウィックブラケットは、必要なローテーションコントロールを調節できるように設計されました。
- 最適な固さ、より強い新素材、注意深く測定して位置づけられたローテーションウィングの穴が、望ましい調節性をもたらしました。

標準価格 ¥840~¥920/粒 **¥672~¥736** /粒 (税別)



ミニダイヤモンド

ブラケットを小型化

- 患者様のより審美的なブラケットに対する要望に応じて開発されました。ミニダイヤモンドは何年もの研究・開発を反映したものです。目標は機能を妥協することなく、ブラケットを小型化して審美性を改善することでした。

標準価格 ¥420~¥920/粒 **¥336~¥736** /粒 (税別)



オースチタニウムシステム

金属アレルギーの患者様に

- ニッケルフリーの素材なので、金属アレルギーが心配な患者様にもご使用いただけます。※歯科医師の適切な診断のもとご使用ください。

標準価格 ¥1,200~¥1,500/粒 **¥960~¥1,200** /粒 (税別)



詳しくはこちら

ピアレスチューブ 1パック10粒入 **20%OFF**



ピアレス ボンド用6番シングルチューブ

標準価格 ¥680/粒 **¥544** /粒 (税別)




ピアレス ボンド用7番シングルチューブ

標準価格 ¥580/粒 **¥464** /粒 (税別)



詳しくはこちら

オースチタニウムバックルチューブ 1パック10粒入 **20%OFF**



上顎左側第1大臼歯 上顎左側第2大臼歯

- ニッケルフリーなので、金属アレルギーが心配な患者様に。大きなパッドにより接着強度が高く、フックが歯頸部から離れているため患者様にとっても快適です。

標準価格 ¥1,500/粒 **¥1,200** /粒 (税別)



詳しくはこちら

アリアス (パッシブセルフライゲーション スクエアスロット リンガルストレートワイヤーシステム)

スクエアスロットとリンガルストレートワイヤーのメカニズムを融合させた「アリアス」は治療を単純化し、トルクとローテンションコントロールを向上させ、治療効率に優れた遊びの少ないシステムとして開発されました。舌側矯正の世界的リーダーである竹元京人先生の研究の集大成です。



詳しくはこちら



アリアス ブラケット 1パック5粒入

標準価格 ¥2,800/粒 280粒以上ご購入で **¥1,960** /粒 (税別) **30%OFF**

新規ご購入限定 タイポドント&14倍模型付

アリアス1症例キット 上顎/下顎7-7

標準価格 ¥78,400 **¥58,800** (税別) **25%OFF**

効率性


- .018x.018スクエアスロットでコントロールが正確に行えます。
- パッシブセルフライゲーションブラケットと最適な力のワイヤーはスロット内を滑らかに滑り、摩擦が少なく歯牙の移動をスムーズにします。それにより治療期間を短縮させます。



ストレートワイヤー 従来のアーチ

簡便性


- ダイヤモンド、ダイヤモンドクリアで採用されている、90°回転させるだけで簡単にスライドドアを開けることができる「スピントック」機構を採用しました。患者さまのストレスや歯牙への負担が少なく、ワイヤーチェンジも容易に行えます。



前歯部：開 OPEN 前歯部：閉 CLOSE
白歯部：開 OPEN 白歯部：閉 CLOSE

アリアス システム関連製品

専用ストレートワイヤーの併用で、システムの効率UP



STbストレートワイヤー 1パック10本入

5パック以上ご購入で **¥9,525** /PK (税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥8,890** /PK (税別) **30%OFF**

銅ナイタイ 標準価格 ¥12,700

5パック以上ご購入で **¥9,525** /PK (税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥8,890** /PK (税別) **30%OFF**

TMA 標準価格 ¥12,700


ステンレスワイヤー 標準価格 ¥4,400 数量に関係なく **¥3,520** /PK (税別) **20%OFF**

Q.C.M.リテーナー 1パック10本入 **20%OFF**

タイプI、タイプII、トライアルキットの3タイプ。それぞれループ有り、ループ無しがあります。




詳しくはこちら



ループ付 ループ無し

- 汎用型です。犬歯間の長さに合わせて3種類をご用意しています。



ループ付 ループ無し

- 汎用型より樹脂部の強度をアップしています。
- 樹脂部と金属部の接合部が短いので、抜歯症例にも適しています。

Q.C.M.リテーナーワイヤ ループ付 RWL-42
Q.C.M.リテーナーワイヤ ループ付 RWL-48
Q.C.M.リテーナーワイヤ ループ付 RWL-54

標準価格 ¥25,000 **¥20,000** /PK (税別)

Q.C.M.リテーナーワイヤ ループ付 RWL-P36
Q.C.M.リテーナーワイヤ ループ付 RWL-P50

標準価格 ¥23,000 **¥18,400** /PK (税別)

ズーパック エラスティック 口腔内用

1箱50袋入(1袋100本入)



- 高品質な外科用ラテックス
- 持続的な牽引力
- 力の値は直径の3倍に伸ばした場合に基づいています

アライナー治療にも使用可



詳しくはこちら

標準価格 ¥5,000~¥8,200 **¥4,000~¥6,560** (税別) **20%OFF**

ショートスティック

1000個入のパッケージ(1本に10個/100本入)



- 24色の豊富なカラー
- カラーパワーチェーンとコーディネートできる
- 断面がフラットなのでタイウイングへのフィットが改善
- 1,000個入のパッケージ(1本に10個/100本入)
- サイズは.120インチ(外径約3mm)



詳しくはこちら

標準価格 ¥7,700 **¥6,160** (税別) **20%OFF**

パワーチューブ



- 中空になっているのでしっかり結べます



詳しくはこちら

標準価格 ¥1,700~¥3,000 **¥1,360~¥2,400** (税別) **20%OFF**

パワースレッド



- 持続性と信頼性があります。
- ローテーションの矯正や犬歯のリトラクションに最適です。



詳しくはこちら

標準価格 ¥1,700~¥3,000 **¥1,360~¥2,400** (税別) **20%OFF**

インシグニア デジタル歯列矯正治療システム



詳しくはこちら

37% 治療時間を短縮 (注1) **15%** 来院回数を減少 (注2) (1人当たり)

注1: AJO-Do 論文(2015年12月発表)に基づくデータ 注2: 米国オームコ社インシグニアユーザー サーベイデータに基づく



- 1 スキャン**
患者データのデジタル化および3Dデザインの準備
- 2 デザイン**
ソフトウェアを使って確認および修正を行う為にケーススペシャリストがセットアップを準備
- 3 作製**
承認したデザインに基づき、ブラケット、ワイヤーおよびジグを作製
- 4 ポンティング**
精密なジグでカスタムメイドのブラケットを正確に配置

インシグニア 標準価格 ¥148,000 **期間中インシグニア症例ご承認で ¥118,400** (税別) **20%OFF**

※インシグニアの操作ソフトの「承認ボタン」をクリックすると正式発注となります。

歯科矯正用 アンカースクリュー



ベクターTASミニスクリュー

1パック6本入

- 矯正医のチームによって開発された矯正医のための製品です。
- 滑らかで違和感が少なく、自由度の高いダブルデルタヘッド型を採用しました。
- 優れた強度と生体親和性を有する6-4チタン合金(Ti-6Al-4V)製です。
- スクリュー本体は滅菌済みです。

6/8/10MMタイプ 標準価格 ¥43,000 **¥30,100** (税別) **30%OFF**

12MMタイプ 標準価格 ¥51,000 **¥35,700** (税別) **30%OFF**

ブルーグルー

1パック1本入



- 必要な時にブルーになり、それ以外はクリアになるボンディング材でブラケットの装着と撤去時の清掃を容易に。

標準価格 ¥10,800 **¥8,640** (税別) **20%OFF**

グリーングルー

1パック1本入



- メタルブラケットに最適。
- 強度、フレキシブルな操作時間、2WAYに変色という3つの要素を一つに。

標準価格 ¥10,800 **¥8,640** (税別) **20%OFF**